





# Die Universalmatratze zur Dekubitusprophylaxe in Klinik und Altenpflege.



**Braden 18–13**  
geringes bis mittleres Risiko  
40–110 kg (± BMI <30)

## Anwendungsbereich

- ➔ Lagerung von Patienten mit geringem bis mittlerem Dekubitusrisiko.



## Die Universalmatratze


- ➔ **protecto<sup>®</sup> plus** ist die Universalmatratze zur Dekubitusprophylaxe bei Personen mit einem mittleren Dekubitusrisiko [Braden 18–13]. Sehr guter Liegekomfort, sowie die Erhaltung der Restmobilität bei einer effektiven Druckentlastung sprechen für **protecto<sup>®</sup> plus**.
- ➔ Die Kombination aus den zwei hochelastischen **protecto<sup>®</sup> Lastic TS** Schaumstoffen mit unterschiedlichen Festigkeiten, sowie die patentierte Wellen- und Tropfenschnitttechnik verleihen der Vierzonenmatratze ein hohes Druckentlastungs- und Stützverhalten.
- ➔ Die Matratze eignet sich für Personen bis zu einem Körpergewicht von ca. 110 kg (± BMI <30).
- ➔ Pos.-Nr. 11.11.03.5024

## Wasser und mehr nicht

- ➔ **protecto<sup>®</sup> Konzept** PUR-Weichschaumstoffe sind FCKW-frei. Sie sind zu 100% sortenrein. Nur Wasser wird als Reagenzmedium eingesetzt. Es werden keinerlei Treibgase und Füllstoffe eingesetzt.
- ➔ **protecto<sup>®</sup> Konzept** PUR-Weichschaumstoffe sind absolut formaldehydfrei und geben keinerlei gesundheitsschädlichen Gase ab. Sollte eine Matratze einmal entsorgt werden müssen, kann sie gemäß Abfallartenkatalog [LAGA] als Hausmüll entsorgt werden.
- ➔ **protecto<sup>®</sup> Konzept** Speziallagerungsmatratzen sind Medizinprodukte der Klasse 1 und tragen das CE-Zeichen.
- ➔ **Standardmaß: 90 x 200 cm**  
Die Matratzenhöhe ist je nach Modell 12 bis 17 cm  
100 x 200 cm sowie Sondergrößen sind auf Anfrage möglich.

...wir denken mit

## Weitere Speziallagerungsmatratzen aus dem RMT **protecto<sup>®</sup>** Programm






## Prophylaxe und Schlafkomfort

- ➔ **protecto®** Matratzen entsprechen den aktuellen medizinischen und pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen des »Nationalen Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe«.
- ➔ Die **protecto® Konzept** Speziallagerungsmatratzen verbinden erstklassige Verarbeitungsqualität und Lebensdauer mit bestem Schlafkomfort für Erholung und Entspannung, sowie hochwertiger Prophylaxe gegen den Dekubitus.
- ➔ **protecto®** Matratzen beugen Schmerzen wirkungsvoll vor, die durch eine angespannte Schlafhaltung hervorgerufen werden können.
- ➔ Die nachweisbar optimale Druckentlastung der Matratzen wirkt vorbeugend gegen das Wundliegen [Dekubitus].
- ➔ **protecto®** Matratzen passen sich jeder, auch mehrfach geteilten Liegefläche, problemlos an.
- ➔ Vier verschiedene Matratzentypen stehen zur Verfügung. Je nach Körpergewicht und eventuellem Grad der Pflegebedürftigkeit und Immobilität, ist die individuelle Wahl der richtigen Matratze möglich.
- ➔ **protecto®** Matratzen ersetzen die herkömmliche Pflegebettmatratze.
- ➔ Viele namhafte Kliniken und Pflegeeinrichtungen haben sich in den letzten Jahren für **protecto®** Matratzen entschieden – sie haben verstanden!  
Ihre Patienten fühlen sich wohler und die Einrichtungen profitieren vom hohen Einsparpotential früher und effektiver Dekubitusvorbeugung.

## Druckentlastungsvergleich

- ➔ **Quelle:** Prüfbericht der Prüf- und Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte Technische Universität Berlin
- ➔ **Referenzmatratze:** Pflegebettmatratze aus Schaumstoff  
RG 40 kg / m<sup>3</sup> Stauchhärte 4,6 kPa / Höhe 10 cm / Bezug aus elastischer Strickware
- ➔ **Versuchsperson:** 79 kg / 178 cm
- ➔ **Prüfprogramm:** Pliance 16 / NOVEL GmbH

### Druckentlastungsdiagramm:



## Informationen zu Body Mass Index BMI:

- ➔ Auf Grundlage der unspezifischen Ausgangsgröße »Gewicht« kann der BMI keine Aussage darüber machen, ob dieses als überproportionaler Fett- (Übergewicht, Adipositas) oder Muskelanteil (vgl. Bodybuilder) vorliegt, also der betroffene Mensch übergewichtig oder muskulös ist.
- ➔ Dieses ist aber hinsichtlich des Aussagewertes zentral, so dass der BMI-Wert – neben der Ergebnisverzerrung bei steigender Körpergröße und ähnlicher Statur – nur begrenzt anwendbar bzw. aussagefähig ist.

## Das Zubehör

- ➔ **protecto® support, der 30° Seitenlagerungskeil sowie verschiedene Bezüge ergänzen das RMT-Matratzenprogramm**
- ➔ siehe auch:
  - [protecto\\_plus\\_contour.pdf](#) [Speziallagerungsmatratze]
  - [protecto\\_plus\\_XL\\_XXL.pdf](#) [Speziallagerungsmatratze]
  - [protecto\\_zubehoer\\_infos.pdf](#) [Seitenlagerungskeil, Matratzenbezüge, Informationen]

**Qualitätsstandard:** DIN EN ISO 9001, DIN 13014 **Produktstandard:** DIN 7726 / VWI-Guidline 10, 20 und 30

**Unser Programm:** Prophylaxesysteme Patientenlifter Schwimmbadlifter Rehasysteme Transportsysteme



Elastica Matratzen - Schaumstoffe - Zubehör Gesellschaft m.b.H.  
Kellau 153 / A-5431 Kuchl bei Salzburg

Der Hersteller behält sich zu jeder Zeit das Recht zu technischen sowie gestalterischen Änderungen vor.  
Die Farben können aus drucktechnischen Gründen von den tatsächlichen Farben abweichen.

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

**RMT RehaMed Technology GmbH**

Waldstraße 66a | 63128 Dietzenbach | Postanschrift: Postfach 1101 | 63111 Dietzenbach  
Tel. 0 60 74 / 82 13 0 | Fax 0 60 74 / 82 13 20 | info@rmt.eu | [www.rmt.eu](http://www.rmt.eu)

